

Wegschlagverhalten – Einzeltropfenanalyse

Einsatz

- Bestimmung des Penetrationsverhaltens von Flüssigkeiten und Papieren
- Bestimmung von Randwinkeln

Methode Highspeed-Kamera mit piezoelektrischem Tropfengenerator

Messbereich Tropfen 20 μm , 60 μm und 100 μm
Vergrößerung 10 bis 1000 fach

Grenzen raue Oberflächen

Anwendungsbeispiele

- Charakterisierung von Papieren
- Charakterisierung von Tinten / Flüssigkeiten
- Rezepturenentwicklung

